

**„Auf dieser Matratze
habe ich das Schlafen
neu entdeckt!“**

Rainer W., 59 Jahre




»» IPNOmed Typ H

Dieser Körpertyp

- hat eine breite Schulterpartie
- ist im Beckenbereich verhältnismäßig schmal
- sollte ausreichend gestützt werden

Die Matratze

- unterstützt den Körper
 - ist besonders atmungsaktiv
 - wirkt druckentlastend
- 



»»» **Schafft das perfekte Gleichgewicht aus
Unterstützung und Druckentlastung!**

»»» Produktserie IPNOmed Typ H



Die Matratze für den Körpertyp H stützt den Körper vor allem im mittleren Bereich der Matratze durch den speziell integrierten, punktelastischen Taschenfederkern.



Durch die besonders luftdurchlässigen, längs verlaufenden Konturschnitte wird die Matratze optimal durchlüftet und sorgt so für ein angenehmes Bettklima.

Jersey-Bezug mit Klimaband,
abnehmbar durch Reißverschluss.



starr



LKF



LKF HH



Mot 2



Mot 3

Rahmenhöhe: 60 mm
Stärke: 25 mm

»»» **Unterfederung IPNOmed HEIA / IPNOmed HEIA Smart**

Diese Unterfederung

- besteht aus stabilem, massivem Buchenholz
- bietet Stabilität durch 28 folierte Duo- bzw. Quadroleisten
- kann die Härte in der Beckenzone regulieren und ist mit Verhärtungs-Einschüben ausgestattet

Bei der Ausführung **IPNOmed HEIA Smart** handelt es sich um einen ultra flachen Motorrahmen, Problemlöser für Bettkästen und Schubauszüge

